

Doyen R100

Detergenti per apparecchi di pulizia e disinfezione, alcalini leggeri

Applicazione / Dosaggio

- > **Doyen R100** è solo per uso professionale
- > Utilizzabile con la seguente durezza dell'acqua: all

Dosaggio: 1,5 – 3,0 ml / l

- > Il dosaggio è automatico
- > Utilizzare solo da personale qualificato

Caratteristiche del prodotto

- > Pulisce intensamente
- > Ha un'alta capacità di trasporto dello sporco
- > Si distingue per la sua particolare economicità

Area di applicazione

- > Per dispositivi per la pulizia e la disinfezione, Lavapadelle

Istruzioni importanti

- > Non mescolare con altri prodotti e non versare il prodotto in altri contenitori
- > Contenitori, linee e dispositivi di dosaggio devono essere risciacquati con acqua prima di cambiare il prodotto
- > È necessario rispettare le istruzioni per l'uso del produttore dell'apparecchio

Etichetta:  

Doyen R100 soddisfa i requisiti della legislazione europea sui dispositivi medici.

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, è opportuno segnalarlo al produttore e all'autorità competente.

Doyen R100

Detergenti per apparecchi di pulizia e disinfezione, alcalini leggeri

Dati tecnici

- > Colore..... liquido brunoastro
- > Densità..... 1,1 g/ml
- > Valore PH..... 12
- > Data di scadenza..... Vedi stampa sull'etichetta
- > Condizioni di magazzinaggio..... Tra 0 e 30°C

Componenti

Ingredienti ai sensi del regolamento sui detergenti:
5 – 15 % Policarbossilati
Meno del 5% di tensioattivi anfoteri

- > Cloro: no
- > Fosfato: no
- > NTA: no

Svuotamento / Smaltimento residuo

- > I contenitori completamente svuotati sono riciclabili e possono essere smaltiti dall'utente finale
- > Le informazioni sullo smaltimento dei residui del prodotto si trovano nella relativa scheda di sicurezza

Unità di vendita



Contenitore 5 l
Art.-Nr.: 2001485

Avvisi di pericolo/ aspetti ambientali



Ulteriori informazioni possono essere trovate nelle attuali schede di sicurezza CE.
Puoi trovarli su www.etol.de

