

# Doyen RF90

Detergente ad alta alcalinità

## Applicazione / Dosaggio

- > **Doyen RF90** R100 è solo per uso professionale
- > Utilizzabile con la seguente durezza dell'acqua: all

**Dosaggio: 1,0 – 5,0 ml / l**

- > Il dosaggio è automatico
- > Utilizzare solo da personale qualificato

## Caratteristiche del prodotto

- > Pulisce intensamente
- > Scioglie lo sporco ostinato
- > Detergente versatile

## Area di applicazione

- > Particolarmente adatto per la pulizia e la disinfezione

## Istruzioni importanti

- > Non mescolare con altri prodotti e non versare il prodotto in altri contenitori
- > Contenitori, linee e dispositivi di dosaggio devono essere risciacquati con acqua prima di cambiare il prodotto
- > È necessario rispettare le istruzioni per l'uso del produttore dell'apparecchio

**Etichetta:**  

Doyen RF90 soddisfa i requisiti della legislazione europea sui dispositivi medici.

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, è opportuno segnalarlo al produttore e all'autorità competente.

# Doyen RF90

Detergente ad alta alcalinità

## Dati tecnici

- > Colore..... liquido incolore
- > Densità..... 1,3 g/ml
- > Densità..... 14
- > Data di scadenza..... Vedi stampa sull'etichetta
- > Condizioni di magazzinaggio..... Tra -10 e 30°C

## Componenti

- Ingredienti ai sensi del regolamento sui detersivi:  
5 – 15% fosfonati
- > Cloro: no
  - > Fosfato: no
  - > NTA: no

## Svuotamento / Smaltimento residuo

- > I contenitori completamente svuotati sono riciclabili e possono essere smaltiti dall'utente finale
- > Le informazioni sullo smaltimento dei residui del prodotto si trovano nella relativa scheda di sicurezza

## Unità di vendita



Contenitore 5 l  
Art.-Nr.: 2000472



Contenitore 12 kg  
Art.-Nr.: 2001483

## Avvisi di pericolo/ aspetti ambientali



Ulteriori informazioni possono essere trovate nelle attuali schede di sicurezza CE.  
Puoi trovarli su [www.etol.de](http://www.etol.de)

