

Doyen SK22E

Brillantante con ammorbidente per apparecchi per la pulizia e la disinfezione, leggermente acido

Applicazione / Dosaggio

- > **Doyen SK22E** è solo per uso professionale
- > Utilizzabile con la seguente durezza dell'acqua: all

Dosaggio: 0,5 – 7,0 ml / l

- > Il dosaggio è automatico
- > Utilizzare solo da personale qualificato

Caratteristiche del prodotto

- > Brillantante con ammorbidente per apparecchi per la pulizia e la disinfezione, leggermente acido
- > Garantisce stoviglie lucenti e senza macchie
- > Addolcitore dell'acqua altamente efficace
- > Rappresenta la combinazione ideale tra brillantante e ammorbidente
- > Impedisce la formazione di calcare nei generatori di vapore, sugli utensili per la cura, nella camera di lavaggio e nelle tubazioni

Area di applicazione

- > Particolarmente indicato per i termodisinfettori con disinfezione termica

Istruzioni importanti

- > Non mescolare con altri prodotti e non versare il prodotto in altri contenitori
- > Contenitori, linee e dispositivi di dosaggio devono essere risciacquati con acqua prima di cambiare il prodotto
- > È necessario rispettare le istruzioni per l'uso del produttore dell'apparecchio

Etichetta:  

Doyen SK22E soddisfa i requisiti della legislazione europea sui dispositivi medici.

Se si verifica un incidente grave con questo prodotto, è opportuno segnalarlo al produttore e all'autorità competente.

Doyen SK22E

Brillantante con ammorbidente per apparecchi per la pulizia e la disinfezione, leggermente acido

Dati tecnici

- > Colore..... liquido incolore
- > Densità..... 1,0 g/ml
- > Valore PH..... 2,5
- > Data di scadenza..... Vedi stampa sull'etichetta
- > Condizioni di magazzinaggio..... Tra 5 e 30°C

Componenti

Ingredienti ai sensi del regolamento sui detersivi:
5 – 15% tensioattivi non ionici, poliacarbossilati

- > Cloro: no
- > Fosfato: no
- > NTA: no

Svuotamento / Smaltimento residuo

- > I contenitori completamente svuotati sono riciclabili e possono essere smaltiti dall'utente finale
- > Le informazioni sullo smaltimento dei residui del prodotto si trovano nella relativa scheda di sicurezza

Unità di vendita



Contenitore 5 l
Art.-Nr.: 2003631



Barile 120 kg
Art.-Nr.: 2004620

Avvisi di pericolo / aspetti ambientali



Ulteriori informazioni possono essere trovate nelle attuali schede di sicurezza CE.
Puoi trovarli su www.etol.de

